


# TRF : Time-Resolved Fluoremetry

## 時差式螢光

TRF 是利用鑷系元素的螯合物(Lanthanid Chelates)標示在欲分析的分子如 DNA、Protein 上。其螯合物的結構簡圖如下：

**Binding arm :**  
 Isothiocyanate (ITC)  
 Iodoacetamido (IA)  
 Amino  
 Dichlorotriazine (DTA)



**Chelate :**  
 N1 (DTTA)  
 DTPA  
 W2014  
 W1024  
 W8044  
 W14016 .....

Sc															
Y															
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	


與一般的有機螢光的比較表如下：

	Eu-chelate	Fluorescein
Excitation (nm)	340	490
Emission max. (nm)	613	515
Stokes' shift (nm)	273	25
Decay time (ns)	730,000	3
Emission width	Narrow	Broad
Background interference	Low	High
Self quenching	No	Strong
# of repeated measurements	High	Low
Applicability of multi-label	Good	Limited

## TRF 的特點：


### A. Large Stokes Shift：

激發與發射光譜不會相互干擾，沒有自發的淬滅(Internal quenching)現象，因此得到最多的可用訊號，靈敏度增加。




### B. Long Emission Time :

Eu-chelate 的發射光(Emission)能持續數百個微秒(microsecond)；一般的螢光只能維持數個奈秒(nanosecond)。因此可利用適當的機器偵測自激發光(Excitation)後的 400-800 微秒的螢光訊號，藉此排除背景的螢光雜訊。




### C. High Sensitivity :

因為背景降低且沒有自發的淬滅(Internal quenching)現象，相對地提高 S/N 比值，所以 TRF 的靈敏度比一般的螢光來得高。



#### D. Multiple Labels :

鐳系元素中：Tb、Dy、Eu、Sm 的螢光圖譜如下圖所示，這四個的發射光波長差異非常明顯，適用於同時多種標定的實驗。



#### TRF 的應用：

PerkinElmer 公司在 TRF 領域已有超過 20 年的經驗，其螯合物的技術領先全球。並有多種產品上市，其中又以新生兒檢驗試劑的使用率最高。本公司提供的 TRF 相關產品，依照其部份分析原理的差異又分為三類：

DELFLIA：dissociation enhanced lanthanide FIA

LANCE：time-resolved fluorescent resonance energy transfer assay

TruPoint：time-resolved fluorescence quench assay

相關產品資訊請參閱伯森公司網站 [www.blossombio.com.tw](http://www.blossombio.com.tw) 或請洽本公司各區域業務代表。

TRF 主要的應用原理是將鐳系元素的螯合物(Lanthanid Chelates)標示在欲分析的分子如 DNA、Protein 上，藉以進行分子間結合、酵素活性....等實驗，再以 TRF 讀儀偵測其訊號。TRF 相關應用的文獻眾多，在此僅列出部分文獻供作參考：

##### 1. Immunoassays

- Madersbacher S, Shu-Chen T, Schwarz S et al. "Time-resolved immunofluorometry and other frequently used immunoassay types for follicle-stimulating hormone compared by using identical monoclonal antibodies" *Clin Chem* 1993; 39: 1435-9.

2. Kinase assays
  - Gaarde WA, etc., “Development of a Nonradioactive, Time-Resolved Fluorescence Assay for the Measurement of Jun N-terminal Kinase Activity” *J Biomol Screen* 1997 Aug **2:4** 213-23
  
3. Receptor-ligand binding assays
  - Inglese J, etc., “Chemokine receptor-ligand interactions measured using time-resolved fluorescence” *Biochemistry* 1998 Feb 24 **37:8** 2372-7
  - Moore KJ, etc., “A Homogenous 384-Well High Throughput Screening for Novel Tumor Necrosis Factor Receptor: Ligand Interactions Using Time Resolved Energy Transfer” *J Biomol Screen* 1999 Aug **4:4** 205-14
  - Makishima M, etc., “Identification of a nuclear receptor for bile acids” *Science* 1999 May 21 284:5418 1362-5
  
4. GPCR function assays: ex. cAMP, GTP binding
  - Valenzano, K.J., Miller, W., Kravitz J. N., Samama, P., Fitzpatrick, D., and Seeley, K. “Development of a fluorescent ligand-binding assay using the AcroWell filter plate” *J Biomol Screen* 2000, **5**:455-461
  
5. DNA hybridization
  - Sjooroo M, etc., “Triple-label hybridization assay for type-1 diabetes-related HLA alleles” *Biotechniques* 1995 May 18:5 870-7
  
6. Cytokine assay
  - Stenroos K, etc., “Homogeneous time-resolved IL-2-IL-2R alpha assay using fluorescence resonance energy transfer” *Cytokine* 1998 Jul 10:7 495-9
  
7. Biodistribution
  - Neville ME, etc., “A comparison of biodistribution of liposomal and soluble IL-2 by a new method based on time-resolved fluorometry of europium” *Cytokine* 2000 Nov 12:11 1702-11
  
8. Molecular interaction
  - Hamy F, etc., “Merged Screening for Human Immunodeficiency Virus Tat and Rev Inhibitors” *J Biomol Screen* 2001 Jun **6:3** 179-87
  
9. Enzyme assays
  - Boisclair MD, etc., “Development of a ubiquitin transfer assay for high throughput screening by fluorescence resonance energy transfer” *J Biomol Screen* 2000 Oct 5:5 319-28