

revvity

# Western Lightning™

廣大實驗室信賴肯定的冷光試劑



> 15,000  
引用文獻



## 基本款





Western Lightning™ Plus


## 進階款

Western Lightning™ Pro

## 超靈敏款

Western Lightning™ Ultra

訂購貨號	PK-NEL105	PK-NEL122	PK-NEL113
產品包裝	4 x 170 ml (2黑2白)	4 x 170 ml (2黑2白)	2 x 110 ml (1黑1白)
產品特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>靈敏：比他牌同級產品更靈敏</li> <li>持久：訊號可達 2 小時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>訊號更持久：訊號長達 12 小時，適合長時間或多次曝光條件測試</li> <li>結果更清晰：比他牌同級產品訊噪比更佳</li> <li>操作更便利：偵測區間廣泛，可同時偵測訊號強度不一樣的目標蛋白，使用更便利</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>絕佳靈敏度：fg 等級 (<math>10^{-15}</math> g)，節省樣本及抗體用量</li> <li>訊號持久：訊號長達 8 小時</li> </ul>
	<p>Western Lightning™ Plus</p>  <p>Competitor E</p>  <p>Western Lightning™ Plus 具有比同級產品更高的靈敏度。</p>	<p>Signal to Background Ratio</p>  <p>Western Lightning™ Pro 不僅訊號持久，與他牌同級產品相比，訊噪比值表現更佳。</p>	<p>Signal Duration (minutes)</p>  <p>Western Lightning™ Ultra 不僅具有絕佳的偵測靈敏度，與他牌同級產品相比，訊號更穩定，讓研究人員更容易取得良好的實驗結果。</p>

 促銷優惠請洽伯森業務專員

