

好評 暢銷

WB

西方墨點 實驗工具



Best Buy

產品分類	產品名稱	包裝	訂購貨號
 蛋白酶/磷酸酶抑制劑	Protease Inhibitor Cocktail (EDTA-free)	1 ml	ab201111
	Phosphatase Inhibitor Cocktail I	1 ml	ab201112
	Phosphatase Inhibitor Cocktail II	1 ml	ab201113
	Phosphatase Inhibitor Cocktail IV	1 ml	ab201115
 蛋白分子量標準液	Prestained Protein Ladder (5 - 245 kDa)	500 μ l	ab116029
	Prestained Protein Ladder (10 - 180 kDa)	500 μ l	ab116027
	Prestained Protein Ladder (10 - 245 kDa)	500 μ l	ab116028
 轉漬濾膜	PolyScreen PVDF, 0.45 μ m, 26.5cm x 3.75m	1 roll	PK-NEF1002
	Protran Nitrocellulose, 0.45 μ m, 30 cm x 3.5 m	1 roll	PK-NBA085C
 轉漬濾紙	Filter Paper, 0.35mm, 19.8 x 27.5 cm	100 pcs.	DNA-GFP002
	Filter Paper, 0.35mm, 40 x 55 cm	100 pcs.	DNA-GFP001
 阻斷液	<ul style="list-style-type: none">● 有效降低抗體的非專一性結合：可應用於 ELSIA, WB, IHC 實驗，讓實驗結果更清晰。● 抗體選擇不受限：無動物血清成分，無須尋找對應 Host 的二級抗體。		
	Protein Block	125 ml	ab64226
	10X Blocking Buffer	50 ml	ab126587
 二級抗體	Anti-Rabbit IgG (Goat), HRP-Labeled, 1 mg/ml	1 mg	PK-NEF812
	Anti-Mouse IgG (Goat), HRP-Labeled, 1 mg/ml	1 mg	PK-NEF822
 ECL 冷光試劑	ECL Plus 基本款 冷光試劑靈敏度為 pg (10^{-12}) 等級，可廣泛運用在大部份蛋白質偵測的實驗，適合日常 Western Blot 使用。		
	Western Lightning™ Plus, 4 x 170 ml (2黑2白)	1 pk.	PK-NEL105
	ECL Pro 進階款 冷光試劑靈敏度為 mid-fg (10^{-15}) 等級，具有絕佳的訊號持久度 (可長達 12 小時以上)，適合 CCD 影像擷取系統的使用者。		
	Western Lightning™ Pro, 4 x 170 ml (2黑2白)	1 pk.	PK-NEL122
	ECL Ultra 超靈敏款 冷光試劑靈敏度為 low-fg (10^{-15}) 等級，可幫助節省樣本及抗體使用量，適合微量蛋白質偵測。		
	Western Lightning™ Ultra, 2 x 110 ml (1黑1白)	1 pk.	PK-NEL113

