

Your KO
cell lines

abcam

基因剔除細胞株

Knockout (KO) cell lines, pellets, and lysates

Abcam KO Cell Lines

高品質基因剔除細胞株讓您省去冗長繁瑣的製備篩選流程，立即啟動關鍵實驗！

- ▶ 品項齊全：超過 4,100 種 CRISPR/Cas9 基因剔除細胞株任您選用，涵蓋數百種人類基因！
- ▶ 嚴格驗證：通過 Sanger 定序、Western Blot 等實驗確校把關；並由第三方獨立檢驗單位 Bionique (www.bionique.com) 確認產品無黴漿菌污染虞慮 (Mycoplasma-free)。
- ▶ 選擇豐富：涵蓋多種藥物開發與疾病研究常用細胞株，包含：A375, A-431, A-549, Caco-2, HCT116, HeLa, HepG2, HEK-293T, Jurkat, K-562, LnCaP, MCF7, PC-3, Raji, RAW 264.7, SH-SY5Y, SW480, THP-1, U-2 OS, U-87 MG... 等。
- ▶ 免費取得 Wild type (WT) 細胞株：隨貨附贈相對應的 WT 細胞株，以便實驗對照。



4,100+ KO Cell
Lines

有細胞客製化需求？或想取得詳細產品資訊、優惠訊息

歡迎洽詢 Abcam 台灣代理 [伯森生技](#)

熱銷細胞株請見背頁說明 >

相關產品



2,100+ KO Cell
Lysates

KO Cell Lysates

- 超過 2,100 種萃取自 KO 細胞株的基因剔除細胞溶解物。
- 隨貨附贈相對應的 Wild type cell lysates，以便作為對照組使用。
- 此產品所含蛋白質為變性失活型式 (denatured)。



370+ KO Cell
Pellets

KO Cell Pellets

- 超過 370 種由 KO 細胞株製備取得的基因剔除細胞沉澱物。
- 隨貨附贈相對應的 Wild type cell pellets，以便作為對照組使用。
- 此產品所含蛋白質為天然活性型式 (native)。

伯森生技

伯森生技客服專線

北部 0800-059668 南部 0800-259988

伯森網站



FB




LINE



熱銷細胞株

| Cat. No. | Product |
|----------|--|
| ab273731 | Human ACE2 knockout Caco-2 cell line |
| ab265102 | Human ACSL3 knockout HeLa cell line |
| ab266846 | Human ADAR (ADAR1) knockout HEK-293T cell line |
| ab266189 | Human ARID1A knockout HEK-293T cell line |
| ab265263 | Human ATG16L1 knockout HeLa cell line |
| ab277834 | Human ATG16L1 knockout THP-1 cell line |
| ab265814 | Human ATG4B knockout HeLa cell line |
| ab276095 | Human ATM knockout A549 cell line |
| ab266828 | Human B2M (beta 2 Microglobulin) knockout HEK-293T cell line |
| ab262325 | Human B2M (beta 2 Microglobulin) knockout Hep G2 cell line |
| ab267304 | Human BRCA2 knockout HEK-293T cell line |
| ab266331 | Human BSG (CD147) knockout HEK-293T cell line |
| ab276116 | Human CASP1 (Caspase-1) knockout THP-1 cell line |
| ab267054 | Human CD274 (PD-L1) knockout A549 cell line |
| ab266324 | Human CD47 knockout HEK-293T cell line |
| ab273712 | Human CTNNB1 (beta Catenin II) knockout HCT116 cell line |
| ab265233 | Human DAXX knockout HeLa cell line |
| ab255385 | Human EGFR knockout HeLa cell line |
| ab261824 | Human EIF2AK2 (PKR) knockout HeLa cell line |
| ab266856 | Human EPHA2 (Eph receptor A2) knockout HCT116 cell line |
| ab266259 | Human GAA knockout HEK-293T cell line |
| ab265038 | Human GBA knockout HeLa cell line |
| ab265563 | Human GLA (Galactosidase alpha) knockout HeLa cell line |
| ab266738 | Human GRN (Granulin) knockout HEK-293T cell line |
| ab265388 | Human GYS1 (Glycogen synthase 1) knockout HeLa cell line |
| ab264747 | Human IDS (Iduronate 2 sulfatase/SIDS) knockout HeLa cell line |
| ab264801 | Human IGF1R (IGF1 Receptor) knockout HeLa cell line |

| Cat. No. | Product |
|----------|---|
| ab276083 | Human KRAS knockout HCT116 cell line |
| ab261787 | Human LMNA (Lamin A) knockout HeLa cell line |
| ab255404 | Human LMNB1 (Lamin B1) knockout HeLa cell line |
| ab255407 | Human MKI67 (Ki67) knockout HeLa cell line |
| ab273871 | Human MS4A1 (CD20) knockout Raji cell line |
| ab256500 | Human MYC (c-Myc) knockout HEK-293T cell line |
| ab266749 | Human NPC2 (Niemann Pick C2) knockout HEK-293T cell line |
| ab261862 | Human NR3C1 (Glucocorticoid Receptor) knockout A549 cell line |
| ab261766 | Human NR3C1 (Glucocorticoid Receptor) knockout HeLa cell line |
| ab267108 | Human OAS1 knockout A549 cell line |
| ab280042 | Human PARK2 (Parkin) knockout SH-SY5Y cell line |
| ab266598 | Human PARP1 knockout HEK-293T cell line |
| ab266414 | Human PARP2 knockout HEK-293T cell line |
| ab266393 | Human PINK1 knockout HEK-293T cell line |
| ab280876 | Human PINK1 knockout SH-SY5Y cell line |
| ab255425 | Human RELA (NF-κB p65) knockout HeLa cell line |
| ab266702 | Human RNASEH2A (Ribonuclease H2, subunit A) knockout HEK-293T cell line |
| ab265941 | Human SLC35A1 knockout HeLa cell line |
| ab255433 | Human SNCA (Alpha-synuclein) knockout HEK-293T cell line |
| ab277894 | Human TGFBR1 knockout A549 cell line |
| ab265571 | Human TMEM175 knockout HeLa cell line |
| ab276092 | Human TP53 (p53) knockout A549 cell line |
| ab269489 | Human TREM2 knockout THP-1 cell line |
| ab267025 | Human TRIM21 (SS-A) knockout A549 cell line |
| ab266730 | Human TYK2 knockout HEK-293T cell line |
| ab265665 | Human USP9X knockout HeLa cell line |



產品資訊 · 促銷優惠
請洽 Abcam 台灣代理伯森生技

