

progress happens together
abcam



夏日消暑優惠



抗體 2 件 88 折

(不限一抗二抗、包裝大小)



Exosome 研究工具 85 折

(包含小包裝抗體組合包、分析套組、ELISA kit、標準品)

活動諮詢請洽 abcam 台灣代理伯森生技

活動時間：2023/8/21-9/27 ※ A/B 方案不得併行使用



抗體 2 件 88 折

(不限一抗二抗、包裝大小)

身為科研市場領導品牌，abcam 創立至今已連續八年獲得 CiteAb 獎項，累積超過 350,000 篇引用文獻，品質深受全球科研人員信賴與肯定！提供超過 60,900 種 **一級抗體** 與近 1,500 種 **二級抗體** 產品選項，全方位滿足從基礎免疫偵測至 *in vivo* 生理活性測試的各種研究需求。

抗體產品現正全面優惠中～歡迎洽詢 [伯森業務專員](#) 索取完整產品資訊。



一級抗體



二級抗體



連續八年獲得 CiteAb 獎項肯定
<https://www.citeab.com/awards>



Knockout (KO) 驗證抗體
提供更準確的實驗結果



專利免單株抗體技術
提供更優越的實驗再現性

多樣化的 abcam 抗體產品

RabMAb® 兔單株抗體

- 高專一性、低背景值，特別適合 IHC 免疫組織化學染色實驗
- 高親和力，比鼠單株抗體高出 100-1000 倍
- 可辨識多種抗源，包含小分子及後轉譯修飾 (PTM) 目標
- 可用於鼠源樣本，降低 Cross-reactivity

Carrier-free 無載體單株抗體

- 不含 BSA, Sodium Azide, Glycerol
- 可與螢光、酵素、金屬、奈米金等各種標誌物高效率結合
- 適合多重檢測技術，如 CyTOF, Multiplex IHC 等
- 部分品項通過低內毒素檢測 (≤ 1 EU/ml)

Conjugated 一級抗體

- 超過 40 種標定選擇，包含螢光、酵素、生物素、層析膠體、磁珠...

Recombinant 重組單株抗體

- 基因重組技術，提升抗體的專一性與親和力
- 優於單株抗體的批次穩定性與實驗再現性
- 多樣化的宿主選擇，如人類、兔子、老鼠、山羊、羊駝等
- 大部分產品為 RabMAb®，提供更優越的專一性與靈敏度

Pre-adsorbed 預吸附二級抗體

- 將二抗溶液以可能發生交叉反應的物種血清蛋白純化
- 預吸附二抗具有高度專一性，可降低交叉反應風險
- 適合多重螢光染色實驗或是富含內源性免疫球蛋白樣本的 IHC 實驗
- 預吸附二抗可能對某些單抗的辨識能力較差，建議測試後使用

Conjugated 二級抗體

- 超過 40 種標定選擇，包含螢光、酵素、生物素、層析膠體、奈米金...






Exosome 研究工具 85折

(包含小包裝抗體組合包、分析套組、ELISA kit、標準品)

Exosome 小包裝抗體組合包



Exosome Panel (ab275018) 讓您一次擁有 6 種 Exosome 研究常用抗體

產品名稱與內容物	包裝	貨號
Exosome Panel (Calnexin, CD9, CD63, CD81, Hsp70, TSG101)		ab275018
Anti-Calnexin antibody [EPR3633(2)]	20 µl	ab133615
Anti-CD9 antibody [EPR23105-125]	20 µl	ab263019
Anti-CD63 antibody [EPR5702]	20 µl	ab134045
Anti-CD81 antibody [EPR4244]	20 µl	ab109201
Anti-Hsp70 antibody [EPR16892]	20 µl	ab181606
Anti-TSG101 antibody [EPR7130(B)]	20 µl	ab125011

Exosome Isolation and Analysis Kit for flow cytometry

- 高度彈性 — 搭配不同抗體即可進行 Exosome immunophenotyping。
- 省去耗時的超高速離心程序也 OK — 超高速離心純化過、或未經過超高速離心的樣本皆可適用分析。
- 具備良好的線性關係 — 可搭配使用 Exosome 標準品繪製標準曲線，定量檢測結果更準確。
- 適用多種類型生物檢體 — Cell culture supernatant, Plasma, Urine 等樣本均可適用。

產品名稱	貨號
Exosome Isolation and Analysis Kit - Flow Cytometry, Cell culture (CD63 / CD9)	ab267478
Exosome Isolation and Analysis Kit - Flow Cytometry, Plasma (CD9 / CD81)	ab267479
Exosome Isolation and Analysis Kit - Flow Cytometry, Urine (CD63 / CD9)	ab267480
CD9 Exosome Capture Beads	ab239685
CD63 Exosome Capture Beads	ab239686
CD81 Exosome Capture Beads	ab239687
CD326 Exosome Capture Beads	ab239688

Exosome ELISA Kit

產品名稱	適用樣本	貨號
Overall Exosome Capture and Quantification Assay Kit	Human cell culture supernatant, plasma, serum, urine, and saliva	ab287851
	Human serum	ab287861
	Human plasma	ab285284

Exosome 標準品

- 實驗對照組或繪製標準曲線的最佳選擇 — 由人類癌細胞株或其他生物樣本純化出來的 Exosome，可作為實驗對照組或繪製標準曲線使用。
- 品質優良穩定 — 通過 Flow cytometry, Western blot, NTA (Nanoparticle tracking analysis) 等確校實驗驗證，品質優良可靠。

產品名稱	貨號
Lyophilized HT-29 Exosome Standards	ab239690
Lyophilized Human Plasma Exosome Standard	ab288118
Lyophilized Human Serum Exosome Standard	ab286846
Lyophilized Human Urine Exosome Standard	ab286884
Lyophilized MCF7 Exosome Standards	ab239691
Lyophilized PC-3 Exosome Standards	ab239689
Lyophilized U87 MG Exosome Standard	ab286885
B16F10 Fluorescent Exosome Standard	ab288120
Plasma Fluorescent Exosome Standard	ab288123