



ELISA 9折

明星商品優惠

活動時間：2024/4/1 - 2024/7/1

促銷品項請見下方列表；詳情請洽 Enzo Life Sciences 台灣代理伯森生技

入手 Enzo ELISA kit 明星商品就趁現在！

☎ 歡迎洽詢 [伯森業務專員](#) 索取完整產品資訊與技術支援



優惠商品	訂購貨號	優惠商品	訂購貨號	優惠商品	訂購貨號
Corticosterone ELISA kit	ADI-900-097	IL-6 (mouse), ELISA kit	ADI-900-045	Oxytocin ELISA kit	ADI-900-153A
Cortisol ELISA kit	ADI-900-071	IL-8 (human), ELISA kit	ADI-900-156A	PGE2 ELISA kit	ADI-900-001
Histamine ELISA Kit	ENZ-KIT140A	IL-10 (human), ELISA kit	ADI-900-036	PGE2 high sensitivity ELISA kit	ADI-930-001
IL-6 (human), high sensitivity ELISA kit	ENZ-KIT178	LTB4 ELISA kit	ADI-900-068	Serotonin ELISA kit	ADI-900-175
IL-6 High Sensitivity Controls	ENZ-KIT178-CTL				



Cortisol ELISA kit

Cat. No. ADI-900-071

優勢特點

- **偵測範圍比他牌產品更廣** (156 - 10,000 pg/ml)，最低可測至 56.72 pg/ml
- **無物種限制**，並可適用於多種類型樣本，例如培養上清液、血漿、血清、唾液、尿液...
- **試劑以顏色作為區分**，操作更加直覺便利

近期文獻

- *Mol Psychiatry*. 2023 PMID: 36289300
- *Sci Total Environ*. 2023 PMID: 36195137
- *Sci Rep*. 2023 PMID: 36650204

掃描 QR code 瀏覽詳細說明



Serotonin ELISA kit

Cat. No. ADI-900-175


優勢特點

- **靈敏度比他牌產品更高**，最低可偵測至 0.293 ng/ml；偵測範圍 0.49 - 500 ng/ml
- **無物種限制**，並可適用於多種類型樣本，包含血小板、血漿、血清、尿液...
- **樣本不需進行醃化反應**，3 小時內即可完成實驗

近期文獻

- *Brain Behav Immun*. 2023. PMID: 36343752
- *Gut Microbes*. 2022. PMID: 36217238
- *Sci Rep*. 2022. PMID: 35102266

掃描 QR code 瀏覽詳細說明



伯森同時提供【ELISA 實驗代工服務】

讓您專注研究方向，節省人員訓練時間與實驗設備經費

